

類別:機械器具63 歯科用ブローチ
一般医療機器 一般的名称:歯科用ブローチ
JMDN:41865000

販売名:角ブローチ

【禁忌・禁止】

〈適用対象〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- ・本品はブローチホルダーに装着して使用する。
- ・作業部先端から10.5mm±1.5mmまでの断面形状は四角形
- ・針部全長52mm±1.0mm

・種類(サイズ)	No. 000	IS(No.25
	No. 00	No.30
	No. 0	No.35
	No. 1	No.40
	No. 2	No.50
	No. 3	No.60

・主原料 JIS G 3506 硬鋼線材

・対応 日本工業規格及びISO規格

【使用目的又は効果】

1. 角ブローチは、断面が四角と円形で抜髄後の清掃及び消毒処置薬剤貼付及び根管の探索に効果的である。

【使用方法等】

1. 角ブローチの種類を選び、ブローチホルダーに装着し綿を巻きつけて使用する。

【使用上の注意】

1. 炭素鋼使用:素材の炭素鋼は、使用方法・環境によって錆びるので以下の使用上の注意を守ること。
2. 禁忌の薬剤:次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンザトニウム、ポビドヨード、ホルマリンフェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
3. 家庭用洗剤の使用禁止:家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
4. 機能水の使用禁止:超酸化水(強酸化水)等は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
5. 洗浄・消毒・滅菌上の注意:洗浄・消毒・滅菌には、精製水を使用する事が望ましい。(水道水は、塩素不純物が含有)
6. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書の使用上の注意を守ること。薬液の種類によっては、金属を腐食劣化させる場合がある。
7. 加熱滅菌器(オートクレーブなど)の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、金属を劣化させることがある。
8. 直火や高熱滅菌器(ガラスビーズ滅菌器など)の中に入れると金属を劣化させることがある。
9. 取り扱いについて:器具の矯正(捻り戻し、曲げ戻し等)は器具の寿命を著しく低下させるので避けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意:「もらい錆び」の原因となるので、錆びている器具や化学薬品と一緒に収納、保管しないこと。
2. 開封後の角ブローチは錆が発生し易いので使用以外の製品は、必ずケースに入れ密封し、高温多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検:器具の変形・錆び・キズ・ヒビ等が無いが確認すること。
2. 器具を補助器具・装置に装着して使用する場合は、その補助器具並びに装置の添付文書に従い正しく使用すること。
3. 感染予防の立場からできるだけ再使用は避けること。
4. 使用後の器具は、滅菌後に感染性医療廃棄物として処理すること。

【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: ビヤス株式会社
住所: 〒132-0035
東京都江戸川区平井6-73-9
TEL: 03-3619-1441
FAX: 03-3619-1443